


Соединительные кабели для ВЧ-хирургии Connecting cables for electrosurgery
















































Обзор Overview

Тип соединительного кабеля Type of connecting cable	Длина кабеля Cable length	Соединительная вилка Connecting plugs	ВЧ-аппарат Electrosurgical unit
Биполярный (BI)	4 м	Стандарт	ERBE VIO ERBE ICC / ACC
Монополярный (MO)	5 м	International	ERBE T-серии
Нейтральные электроды (NE) Patient plates (NE)		Подключение для других приборов Non-ERBE units	Для других приборов Non-ERBE units

Соединительные кабели для ВЧ -хирургии
Connecting cables for electrosurgery

Монопольные соединительные кабели
Monopolar connecting cables

<p>Монопольный кабель для VIO, ICC, ACC, стандарт Monopolar connecting cable, VIO, ICC, ACC, standard</p>		№ 20192-127	
<p>для держателя электрода 20190-045, длина 4 м</p> 	<p>for electrode handle 20190-045, length 4 m</p> 	<p> = 1</p> <p> 85100-003</p> <p> 30192-126</p>	<p> макс. 5 kVp</p> <p> макс. 95°C</p> <p> макс. 138°C</p>
<p>Монопольный кабель для VIO, ICC, ACC, стандарт Monopolar connecting cable, VIO, ICC, ACC, standard</p>		№ 20192-094	
<p>для держателя электрода 20190-045, длина 5 м</p> 	<p>for electrode handle 20190-045, length 5 m</p> 	<p> = 1</p> <p> 85100-003</p> <p> 30192-126</p>	<p> макс. 5 kVp</p> <p> макс. 95°C</p> <p> макс. 138°C</p>
<p>Монопольный кабель для VIO, ICC, ACC, стандарт Monopolar connecting cable, VIO, ICC, ACC, standard</p>		№ 20192-121	
<p>для монопольных пинцетов, длина 4 м</p> 	<p>for monopolar forceps, length 4 m</p> 	<p> = 1</p> <p> 30192-126</p>	<p> макс. 5 kVp</p> <p> макс. 95°C</p> <p> макс. 138°C</p>
<p>Монопольный кабель для VIO, ICC, ACC, стандарт Monopolar connecting cable, VIO, ICC, ACC, standard</p>		№ 20192-097	
<p>для вакуумного коагуляционного электрода 20191-136, длина 4 м</p> 	<p>for suction coagulation electrode 20191-136, length 4 m</p> 	<p> = 1</p> <p> 30192-126</p>	<p> макс. 5 kVp</p> <p> макс. 95°C</p> <p> макс. 138°C</p>
<p>Монопольный кабель для VIO, ICC, ACC, стандарт Monopolar connecting cable, VIO, ICC, ACC, standard</p>		№ 20192-101	
<p>для электрода иглы 20191-152, длина 4 м</p> 	<p>for needle electrode 20191-152, length 4 m</p> 	<p> = 1</p> <p> 30192-126</p>	<p> макс. 5 kVp</p> <p> макс. 95°C</p> <p> макс. 138°C</p>
<p>Монопольный кабель для VIO, ICC, ACC, стандарт Monopolar connecting cable, VIO, ICC, ACC, standard</p>		№ 20192-104	
<p>для режущих и коагуляционных МИХ-инструментов, длина 4 м</p> 	<p>for CUT and COAG MIS instruments, length 4 m</p> 	<p> = 1</p> <p> 85100-048</p> <p> 30192-126</p>	<p> макс. 5 kVp</p> <p> макс. 95°C</p> <p> макс. 138°C</p>












































Соединительные кабели для ВЧ -хирургии Connecting cables for electrosurgery

Монополярные соединительные кабели Monopolar connecting cables

Монополярный кабель, VIO, ICC, ACC, стандарт Monopolar connecting cable, VIO, ICC, ACC, standard		№ 20192-105	
для AutoSuture инструментов, длина 4 м	for AutoSuture instruments, length 4 m	= 1	макс. 5 kVp
		30192-126	макс. 95°C
			макс. 138°C
Монополярный кабель, VIO, ICC, ACC, стандарт Monopolar connecting cable, VIO, ICC, ACC, standard		№ 20192-119	
для петли OLYMPUS для полипектомии, Ø 3 мм, длина 4 м	for OLYMPUS polypectomy snare Ø 3 mm, length 4 m	= 1	макс. 5 kVp
		30192-126	макс. 95°C
			макс. 138°C
Монополярный кабель, APC 300 / ICC, стандарт Monopolar connecting cable, APC 300 / ICC, standard		№ 20192-114	
длина 0,5 м	length 0.5 m	= 1	макс. 5 kVp
		30192-126	макс. 95°C
			макс. 138°C
Монополярный кабель, VIO, ICC, ACC, International Monopolar connecting cable, VIO, ICC, ACC, international		№ 20192-110	
для держателя электрода 20190-045, длина 4 м	for electrode handle 20190-045, length 4 m	= 1	макс. 5 kVp
		30192-126	85100-003
			макс. 138°C
Монополярный кабель, APC 300 / ICC, International Monopolar connecting cable, APC 300 / ICC, international		№ 20192-115	
длина 0,5 м	length 0.5 m	= 1	макс. 5 kVp
		30192-126	макс. 95°C
			макс. 138°C
Монополярный кабель, APC 300 / ICC, International Monopolar connecting cable, APC 300 / ICC, international		№ 20192-116	
длина 4 м	length 4 m	= 1	макс. 5 kVp
		30192-126	макс. 95°C
			макс. 138°C

Соединительные кабели для ВЧ -хирургии Connecting cables for electrosurgery

Монополярные соединительные кабели Monopolar connecting cables

Монополярный соединительный кабель, VIO, ICC, ACC, International (Bovie Jack) Monopolar connecting cable, VIO, ICC, ACC, international (Bovie Jack)		№ 20192-111	
<p>для вакуумного коагуляционного электрода 20191-136, длина 4 м</p> 	<p>for suction coagulation electrode 20191-136, length 4 m</p> 	<p> = 1</p> <p> 30192-126</p>	<p> макс. 5 kVp</p> <p> макс. 95°C</p> <p> макс. 138°C</p>
Монополярный соединительный кабель, VIO, ICC, ACC, International (Bovie Jack) Monopolar connecting cable, VIO, ICC, ACC, international (Bovie Jack)		№ 20192-112	
<p>для электрода иглы 20191-152, длина 4 м</p> 	<p>for needle electrode 20191-152, length 4 m</p> 	<p> = 1</p> <p> 30192-126</p>	<p> макс. 5 kVp</p> <p> макс. 95°C</p> <p> макс. 138°C</p>
Монополярный соединительный кабель, VIO, ICC, ACC, International (Bovie Jack) Monopolar connecting cable, VIO, ICC, ACC, international (Bovie Jack)		№ 20192-113	
<p>для режущих и коагуляционных МИХ-инструментов, длина 4 м</p> 	<p>for CUT and COAG MIS instruments, length 4 m</p> 	<p> = 1</p> <p> 85100-048</p> <p> 30192-126</p>	<p> макс. 5 kVp</p> <p> макс. 95°C</p> <p> макс. 138°C</p>
Монополярный соединительный кабель, VIO, ICC, ACC, International (Bovie Jack) Monopolar connecting cable, VIO, ICC, ACC, international (Bovie Jack)		№ 20192-117	
<p>для OLYMPUS инструментов, Ø 3 мм, длина 4 м</p> 	<p>for OLYMPUS instruments Ø 3 mm, length 4 m</p> 	<p> = 1</p> <p> 30192-126</p>	<p> макс. 5 kVp</p> <p> макс. 95°C</p> <p> макс. 138°C</p>
Монополярный соединительный кабель, VIO, ICC, ACC, International (Bovie Jack) Monopolar connecting cable, VIO, ICC, ACC, international (Bovie Jack)		№ 20192-129	
<p>для OLYMPUS инструментов, Ø 3 мм, длина 5 м</p> 	<p>for OLYMPUS instruments Ø 3 mm, length 5 m</p> 	<p> = 1</p> <p> 30192-126</p>	<p> макс. 5 kVp</p> <p> макс. 95°C</p> <p> макс. 138°C</p>
Монополярный соединительный кабель, VIO, ICC, ACC, International (Bovie Jack) Monopolar connecting cable, VIO, ICC, ACC, international (Bovie Jack)		№ 20192-122	
<p>для монополярных пинцетов, длина 4 м</p> 	<p>for monopolar forceps, length 4 m</p> 	<p> = 1</p> <p> 30192-126</p>	<p> макс. 5 kVp</p> <p> макс. 95°C</p> <p> макс. 138°C</p>

Соединительные кабели для ВЧ -хирургии

Connecting cables for electrosurgery

Монополярные соединительные кабели

Monopolar connecting cables

Монополярный соединительный кабель, Т-серии

Monopolar connecting cable, Т-серии


№ 20192-095

для держателя электрода
20190-048,
длина 4 м


for electrode handle
20190-048,
length 4 m



макс. 5 kVp



макс. 95°C



макс. 138°C

Монополярный соединительный кабель, Т-серии

Monopolar connecting cable, Т-серии


№ 20192-128

для держателя электрода
20190-048,
длина 5 м


for electrode handle
20190-048,
length 5 m



макс. 5 kVp



макс. 95°C



макс. 138°C

Монополярный соединительный кабель, Т-серии

Monopolar connecting cable, Т-серии


№ 20192-107

для режущих и коагуляционных
МИХ-инструментов,
длина 4 м


for CUT and COAG
MIS instruments,
length 4 m



макс. 5 kVp



макс. 95°C



макс. 138°C

Монополярный соединительный кабель, Т-серии

Monopolar connecting cable, Т-серии


№ 20192-120

для AutoSuture инструментов,
длина 4 м


for AutoSuture instruments,
length 4 m



макс. 5 kVp



макс. 95°C



макс. 138°C

Монополярный соединительный кабель, Т-серии

Monopolar connecting cable, Т-серии


№ 20192-098

для вакуумного коагуляционного
электрода 20191-136,
длина 4 м


for suction coagulation
electrode 20191-136,
length 4 m



макс. 5 kVp



макс. 95°C



макс. 138°C

Монополярный соединительный кабель, Martin стандарт

Monopolar connecting cable, Martin standard


№ 20192-099

для держателя электрода
20190-045,
длина 4 м


for electrode handle
20190-045,
length 4 m



макс. 5 kVp



макс. 95°C










макс. 138°C








Соединительные кабели для ВЧ -хирургии Connecting cables for electrosurgery

Монополярные соединительные кабели Monopolar connecting cables

Монополярный соединительный кабель, Martin стандарт

Монополярный соединительный кабель, Martin стандарт		№ 20192-108	
 <p>для режущих и коагуляционных МИХ-инструментов, длина 4 м</p> <p>for CUT and COAG MIS instruments, length 4 m</p>		 = 1	 макс. 5 kVp
		 30192-126	 макс. 95°C  макс. 138°C

Монополярный соединительный кабель, Martin стандарт

Монополярный соединительный кабель, Martin стандарт		№ 20192-100	
 <p>для вакуумного коагуляционного электрода 20191-136, длина 4 м</p> <p>for suction coagulation electrode 20191-136, length 4 m</p>		 = 1	 макс. 5 kVp
		 30192-126	 макс. 95°C  макс. 138°C

Соединительные кабели для ВЧ -хирургии
Connecting cables for electrosurgery

Биполярные соединительные кабели
Bipolar connecting cables

Биполярный соединительный кабель VIO, ICC, ACC, стандарт
Bipolar connecting cable, VIO, ICC, ACC, standard

№ 20196-045

для биполярных пинцетов,
длина 4 м

for bipolar forceps,
length 4 m



= 1	макс. 1 kVp
85100-042 85100-045	макс. 95°C
30192-126	макс. 138°C

Биполярный соединительный кабель VIO, ICC, ACC, стандарт
Bipolar connecting cable, VIO, ICC, ACC, standard

№ 20196-057

для биполярных пинцетов,
длина 5 м

for bipolar forceps,
length 5 m



= 1	макс. 1 kVp
30192-126	макс. 95°C
30192-126	макс. 138°C

Биполярный соединительный кабель VIO, ICC, ACC, стандарт
Bipolar connecting cable, VIO, ICC, ACC, standard

№ 20196-048

для биполярных щипцов,
длина 4 м

for bipolar fixation forceps, length
4 m



= 1	макс. 1 kVp
30192-126	макс. 95°C
30192-126	макс. 138°C

Биполярный соединительный кабель VIO, ICC, ACC, стандарт
Bipolar connecting cable, VIO, ICC, ACC, standard

№ 20196-060

для биполярных щипцов,
длина 5 м

for bipolar fixation forceps, length
5 m



= 1	макс. 1 kVp
30192-126	макс. 95°C
30192-126	макс. 138°C

Биполярный соединительный кабель VIO, ICC, ACC, стандарт
Bipolar connecting cable, VIO, ICC, ACC, standard

№ 20196-054

для биполярных режущих
инструментов,
длина 4 м

for bipolar cutting
instruments,
length 4 m



= 1	макс. 1 kVp
30192-126	макс. 95°C
30192-126	макс. 138°C

Биполярный соединительный кабель VIO, ICC, ACC, стандарт
Bipolar connecting cable, VIO, ICC, ACC, standard

№ 20196-106

для BiSect, длина 4 м

for BiSect, length 4 m









= 1	макс. 1 kVp
85100-044 30192-126	макс. 95°C
30192-126	макс. 138°C







Соединительные кабели для ВЧ -хирургии Connecting cables for electrosurgery

Биполярные соединительные кабели Bipolar connecting cables







Биполярный соединительный кабель для OLYMPUS резектоскопов Bipolar connecting cable, for OLYMPUS resectoscopes

 <p>с многофункциональной вилкой, только для VIO 300 D от версии V1.6.2, длина 4 м</p> <p>with MF plug, only for VIO 300 D from version V1.6.2 on, length 4 m</p>	 = 1	 макс. 1 kVp
	 30196-040	 макс. 95°C  макс. 138°C







Биполярный соединительный кабель для STORZ-резектоскопов Bipolar connecting cable, for STORZ resectoscopes

 <p>с многофункциональной вилкой, только для VIO 300 D от версии V1.6.2, длина 4 м</p> <p>with MF plug, only for VIO 300 D from version V1.6.2 on, length 4 m</p>	 = 1	 макс. 1 kVp
	 30196-040	 макс. 95°C  макс. 138°C

Биполярный соединительный кабель для WOLF-резектоскопов Bipolar connecting cable, for WOLF resectoscopes

 <p>с многофункциональной вилкой, только для VIO 300 D от версии V1.6.2, длина 4 м</p> <p>with MF plug, only for VIO 300 D from version V1.6.2 on, length 4 m</p>	 = 1	 макс. 1 kVp
	 30196-040	 макс. 95°C  макс. 138°C

Биполярный соединительный кабель VIO, ICC, ACC, International Bipolar connecting cable, VIO, ICC, ACC, international

 <p>для биполярных режущих инструментов, длина 4 м</p> <p>for bipolar cutting instruments, length 4 m</p>	 = 1	 макс. 1 kVp
	 30192-126	 макс. 95°C  макс. 138°C

Биполярный соединительный кабель VIO, ICC, ACC, International Bipolar connecting cable, VIO, ICC, ACC, international

 <p>для биполярных щипцов, длина 4 м</p> <p>for bipolar fixation forceps, length 4 m</p>	 = 1	 макс. 1 kVp
	 30192-126	 макс. 95°C  макс. 138°C

Соединительные кабели для ВЧ -хирургии Connecting cables for electrosurgery

Биполярные соединительные кабели Bipolar connecting cables

Биполярный соединительный кабель VIO, ICC, ACC, International

Bipolar connecting cable, VIO, ICC, ACC, international

№ 20196-053

для биполярных
пинцетов, длина 4 м

for bipolar forceps,
length 4 m



макс. 1 kVp

85100-042

макс. 95°C

30192-126

макс. 138°C

Биполярный соединительный кабель VIO, ICC, ACC, International

Bipolar connecting cable, VIO, ICC, ACC, international

№ 20196-061

для биполярных пинцетов,
длина 5 м

for bipolar forceps,
length 5 m



макс. 1 kVp

30192-126

макс. 95°C

30192-126

макс. 138°C

Биполярный соединительный кабель VIO, ICC, ACC, International

Bipolar connecting cable, VIO, ICC, ACC, international

№ 20196-107

для BiSect, длина 4 м

for BiSect, length 4 m



макс. 1 kVp

30192-126

макс. 95°C

30192-126

макс. 138°C

Биполярный соединительный кабель VIO, ICC, ACC, для других приборов, International

Bipolar connecting cable, VIO, ICC, ACC, non-ERBE units, international

№ 20196-046

для биполярных пинцетов,
длина 4 м

for bipolar forceps,
length 4 m



макс. 1 kVp

85100-042

макс. 95°C

30192-126

макс. 138°C

Биполярный соединительный кабель VIO, ICC, ACC, для других приборов, International

Bipolar connecting cable, VIO, ICC, ACC, non-ERBE units, international

№ 20196-058

для биполярных пинцетов,
длина 5 м

for bipolar forceps,
length 5 m



макс. 1 kVp

30192-126

макс. 95°C

30192-126

макс. 138°C

Anschlusskabel für die HF-Chirurgie
Connecting cables for electrosurgery

Биполярные соединительные кабели
Bipolar connecting cables

Биполярный соединительный кабель VIO, ICC, ACC, для других приборов, International
Bipolar connecting cable, VIO, ICC, ACC, non-ERBE units, international

№ 20196-049



= 1	макс. 1 kVp
30192-126	макс. 95°C
	макс. 138°C

Биполярный соединительный кабель VIO, ICC, ACC, для других приборов, International
Bipolar connecting cable, VIO, ICC, ACC, non-ERBE units, international

№ 20196-050



= 1	макс. 1 kVp
30192-126	макс. 95°C
	макс. 138°C

Биполярный соединительный кабель VIO, ICC, ACC, для других приборов, International
Bipolar connecting cable, VIO, ICC, ACC, non-ERBE units, international


№ 20196-110



= 1	макс. 1 kVp
30192-126	макс. 95°C
	макс. 138°C

Биполярный соединительный кабель Valleylab
Bipolar connecting cable, Valleylab

№ 20196-055



= 1	макс. 1 kVp
30192-126	макс. 95°C
	макс. 138°C

Соединительные кабели для ВЧ -хирургии
Connecting cables for electrosurgery

Биполярные соединительные кабели
Bipolar connecting cables

Биполярный соединительный кабель Martin стандарт
Bipolar connecting cable, Martin standard

№ 20196-047

для биполярных пинцетов,
длина 4 м

for bipolar forceps,
length 4 m



макс. 1 kVp

макс. 95°C



30192-126

макс. 138°C

Биполярный соединительный кабель Martin стандарт
Bipolar connecting cable, Martin standard

№ 20196-059

для биполярных пинцетов,
длина 5 м

for bipolar forceps,
length 5 m



макс. 1 kVp

макс. 95°C



30192-126

макс. 138°C

Соединительные кабели для ВЧ -хирургии
Connecting cables for electrosurgery

Соединительные кабели для нейтральных электродов
Connecting cables for patient plates

Кабель для нейтрального электрода, VIO, ICC, ACC, стандарт
Patient plate cable, VIO, ICC, ACC, standard

№ 20194-077

для нейтральных электродов с контактным язычком, длина 4 м

for patient plates with contact stud, length 4 m



= 1	
85100-050 85100-038	макс. 95°C
30192-126	макс. 138°C

Кабель для нейтрального электрода, VIO, ICC, ACC, стандарт
Patient plate cable, VIO, ICC, ACC, standard

№ 20194-078

для нейтральных электродов с контактным язычком, длина 5 м

for patient plates with contact stud, length 5 m



= 1	
85100-050	макс. 95°C
30192-126	макс. 138°C

Кабель для нейтрального электрода, VIO, ICC, ACC, стандарт
Patient plate cable, VIO, ICC, ACC, standard

№ 20194-068

для нейтральных электродов с контактным язычком, с подключением для ЭКГ, длина 5 м

for patient plates with contact stud, with ECG connector, length 5 m



= 1	
	макс. 95°C
30192-045	макс. 138°C

Кабель для нейтрального электрода, VIO, ICC, ACC, стандарт
Patient plate cable, VIO, ICC, ACC, standard

№ 20194-072

для нейтральных электродов с вилкой „Molex“, длина 4 м

for patient plates with molex connector, length 4 m



= 1	
85100-050	макс. 95°C
30192-126	макс. 138°C

Кабель для нейтрального электрода, VIO, ICC, ACC, стандарт
Patient plate cable, VIO, ICC, ACC, standard

№ 20194-070

для нейтральных электродов из силикона, длина 4 м

for silicone plates, length 4 m



= 1	
	макс. 95°C
30192-126	макс. 138°C

Соединительные кабели для ВЧ -хирургии Connecting cables for electrosurgery

Соединительные кабели для нейтральных электродов Connecting cables for patient plates


Кабель для нейтрального электрода, VIO, ICC, ACC, стандарт Patient plate cable, VIO, ICC, ACC, standard		№ 20194-088							
для нейтральных электродов из силикона длина 5 м	for silicone plates, length 5 m		<table border="1"> <tr> <td> = 1</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 30192-126</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>макс. 95°C</td> </tr> <tr> <td>макс. 138°C</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	= 1		30192-126	<table border="1"> <tr> <td>макс. 95°C</td> </tr> <tr> <td>макс. 138°C</td> </tr> </table>	макс. 95°C	макс. 138°C
= 1									
30192-126	<table border="1"> <tr> <td>макс. 95°C</td> </tr> <tr> <td>макс. 138°C</td> </tr> </table>	макс. 95°C	макс. 138°C						
макс. 95°C									
макс. 138°C									
Кабель для нейтрального электрода, VIO, ICC, ACC, International Patient plate cable, VIO, ICC, ACC, international		№ 20194-075							
для нейтральных электродов из силикона длина 4 м	for silicone plates, length 4 m		<table border="1"> <tr> <td> = 1</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 30192-126</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>макс. 95°C</td> </tr> <tr> <td>макс. 138°C</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	= 1		30192-126	<table border="1"> <tr> <td>макс. 95°C</td> </tr> <tr> <td>макс. 138°C</td> </tr> </table>	макс. 95°C	макс. 138°C
= 1									
30192-126	<table border="1"> <tr> <td>макс. 95°C</td> </tr> <tr> <td>макс. 138°C</td> </tr> </table>	макс. 95°C	макс. 138°C						
макс. 95°C									
макс. 138°C									
Кабель для нейтрального электрода, VIO, ICC, ACC, International Patient plate cable, VIO, ICC, ACC, international		№ 20194-089							
для нейтральных электродов из силикона длина 5 м	for silicone plates, length 5 m		<table border="1"> <tr> <td> = 1</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 30192-126</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>макс. 95°C</td> </tr> <tr> <td>макс. 138°C</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	= 1		30192-126	<table border="1"> <tr> <td>макс. 95°C</td> </tr> <tr> <td>макс. 138°C</td> </tr> </table>	макс. 95°C	макс. 138°C
= 1									
30192-126	<table border="1"> <tr> <td>макс. 95°C</td> </tr> <tr> <td>макс. 138°C</td> </tr> </table>	макс. 95°C	макс. 138°C						
макс. 95°C									
макс. 138°C									
Кабель для нейтрального электрода, VIO, ICC, ACC, для других приборов, International Patient plate cable, VIO, ICC, ACC, non-ERBE units, international		№ 20194-079							
для неразделённых нейтральных электродов с контактным язычком, длина 4 м	for patient plates with single contact surface and contact stud, length 4 m		<table border="1"> <tr> <td> = 1</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 85100-050</td> <td>макс. 95°C</td> </tr> <tr> <td> 30192-126</td> <td>макс. 138°C</td> </tr> </table>	= 1		85100-050	макс. 95°C	30192-126	макс. 138°C
= 1									
85100-050	макс. 95°C								
30192-126	макс. 138°C								
Кабель для нейтрального электрода, VIO, ICC, ACC, для других приборов, International Patient plate cable, VIO, ICC, ACC, non-ERBE units, international		№ 20194-086							
для неразделённых нейтральных электродов с контактным язычком, длина 5 м	for patient plates with single contact surface and contact stud, length 5 m		<table border="1"> <tr> <td> = 1</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 85100-050</td> <td>макс. 95°C</td> </tr> <tr> <td> 30192-126</td> <td>макс. 138°C</td> </tr> </table>	= 1		85100-050	макс. 95°C	30192-126	макс. 138°C
= 1									
85100-050	макс. 95°C								
30192-126	макс. 138°C								

Anschlusskabel für die HF-Chirurgie Connecting cables for electrosurgery

Соединительные кабели для нейтральных электродов
Connecting cables for patient plates

Кабель для нейтрального электрода, VIO, ICC, ACC, для других приборов, International
Patient plate cable, VIO, ICC, ACC, non-ERBE units, international


№ 20194-080



= 1	
85100-050 85100-038	макс. 95°C
30192-126	макс. 138°C

Кабель для нейтрального электрода, VIO, ICC, ACC, для других приборов, International
Patient plate cable, VIO, ICC, ACC, non-ERBE units, international


№ 20194-087



= 1	
85100-050	макс. 95°C
30192-126	макс. 138°C

Кабель для нейтрального электрода, VIO, ICC, ACC, для других приборов, International
Patient plate cable, VIO, ICC, ACC, non-ERBE units, international


№ 20194-074



= 1	
85100-050	макс. 95°C
30192-126	макс. 138°C

Кабель для нейтрального электрода, Martin стандарт
Patient plate cable, Martin standard


№ 20194-081



= 1	
	макс. 95°C
30192-126	макс. 138°C

Кабель для нейтрального электрода, Martin стандарт
Patient plate cable, Martin standard

№ 20194-076



= 1	
	макс. 95°C
30192-126	макс. 138°C

МЕД СОЮЗ

многоканальный номер
+7 (495) 308-9009
www.medsoyuz.ru
E-mail: ru@medsoyuz.ru