

Принадлежности для ВЧ приборов и модулей Accessories for ESU and modules



Принадлежности для ВЧ приборов и модулей
Accessories for electrosurgical units and modules

Аппаратные тележки и принадлежности
Carts and accessories

VIO CART, системоноситель для VIO серии и модулей
VIO CART, system carrier for VIO family and modules

№ 20180-000



Габаритные размеры:
630 x 940 x 650 мм (ШxВxD)
Вес: 29 кг
4 управляемых ролика Ø 100 мм, 2 из них (спереди) со стопорным устройством
1 сетевой вход
3 сетевых выхода

dimensions:
630 x 940 x 650 mm (WxHxD)
Weight: 29 kg
4 castors Ø 100 mm, of which front two with fixing brake
1 power input
3 power outlets



Включены принадлежности:
1 ручка тележки, нерж. сталь
2 держателя кабеля
1 держатель ножн.
выключателя, состоящий из 2 x 20180-050
1 амортиз. подушка для баллона
1 ремень для закрепления баллона

incl. following accessories:
1 grab handle out of stainless steel
2 cable holders
1 foot switch bracket consisting of 2 x 20180-050
1 cylinder pad for argon gas cylinder
1 fastening strap for argon gas cylinder

Дополнительные принадлежности Further accessories

Корзина 339 x 100/155 x 205 мм (ШxВxD)
Wire basket 339 x 100/155 x 205 mm (WxHxD)

№ 20180-010




Держатель кабеля
Cable holder

№ 20180-020



Шина-держатель, длина 260 мм
Bracket, length 260 mm

№ 20180-040




Принадлежности для ВЧ приборов и модулей Accessories for electrosurgical units and modules

Аппаратные тележки и принадлежности Carts and accessories

Шина-держатель, длина 390 мм, для подключения отсоса секрета
with secretion suction

№ 20180-042



Держатель для ножного выключателя

№ 20180-050



Амортизирующая подушка для баллона
Cylinder pad for argon gas cylinder

№ 20180-080



Ремень для закрепления баллона

№ 20180-120



Крепежные комплекты	Fastening sets	№
Крепежный комплект для VIO / APC 2 / VEM 2 на тележке VIO CART	Fastening set VIO / APC 2 / VEM 2 on VIO CART	20180-131
Крепежный комплект для VIO с приб. APC 2 / VEM 2 (от версии 2005)	Fastening set VIO on APC 2 / VEM 2 (version since 2005)	20180-134
Крепежный комплект для VIO с приб. APC 2 / VEM 2 (до версии 2004)	Fastening set VIO on APC 2 / VEM 2 (version till 2004)	20180-130
Крепежный комплект для IES 2 на VIO CART	Fastening set IES 2 to VIO CART	20180-132
Крепежный комплект для EIP 2 на VIO CART, вкл. ECB-Kabel 40 cm	Fastening set EIP 2 to VIO CART, incl. ECB cable 40 cm	20180-135
Сетевой кабель 10A Германия, длина 2,5 м	Power cord 10A Germany, length 2.5 m	51704-037
Сетевой кабель 10A Германия, длина 5 м	Power cord 10A Germany, length 5 m	51704-042
Сетевой кабель 10A Великобритания, длина 2,5 м	Power cord 10A Great Britain, length 2.5 m	51704-038
Сетевой кабель 10A Великобритания, длина 5 м	Power cord 10A Great Britain, length 5 m	51704-043
Сетевой кабель 10A Италия, длина 2,5 м	Power cord 10A Italy, length 2.5 m	51704-040
Сетевой кабель 10A Италия, длина 5 м	Power cord 10A Italy, length 5 m	51704-045
Сетевой кабель 10A Канада, длина 4 м	Power cord 10A Canada, length 4 m	51704-039
Сетевой кабель 10A Индия, длина 4 м	Power cord 10A India, length 4 m	51704-004

Принадлежности для ВЧ приборов и модулей Accessories for electrosurgical units and modules

Аппаратные тележки и принадлежности
Carts and accessories

Аппаратная тележка для ICC серии

Cart for ICC

№ 20185-005



Габаритные размеры:
480 x 650 x 450 мм (Ш x В x Д)
Вес: 25 кг
4 управляемых ролика Ø 100 мм,
2-х из них (спереди) со
стопорным устройством

Интегрированное двойное гнездо
с кабелем и вилкой

Тележка не поставляется в
смонтированном виде
размеры упаковки:
530 x 490 x 860 мм (Д x Ш x В)

dimensions:
480 x 650 x 450 mm (W x H x D)
Weight: 25 kg
4 castors Ø 100 mm,
of which front two conductive
with fixing brake

Integrated Schuko double
socket with power cord 4 m and
angled main plug type Schuko

Cart delivered in parts for
self-assembly
packaging dimensions:
530 x 490 x 860 mm (L x W x H)



Дополнительные принадлежности	Further accessories	№
Крепежный комплект для ICC прибора на ICC-тележке, вкл. сетевой кабель 0,5 м	Fastening set ICC on ICC cart, incl. power cord 0.5 m	20121-003
Крепежный комплект для IES 300 на ICC-тележке с прибором ICC 350 / ICC 300 / ICC 200	Fastening set IES 300 on ICC cart with ICC 350 / ICC 300 / ICC 200	20321-016
Крепежный комплект для ICC + источник холодного света на ICC-тележке, вкл. сетевой кабель 0,5 м	Fastening set ICC, + cold light source on ICC cart, incl. power cord 0.5 m	20121-004

Принадлежности для ВЧ приборов и модулей Accessories for electrosurgical units and modules

Аппаратные тележки и принадлежности Carts and accessories

Универсальная тележка (CE) для VIO, APC 2, VEM 2, ICC, APC 300, IES 300

Universal Cart (CE) for VIO, APC 2, VEM 2, ICC, APC 300, IES 300

№ 20185-205



Габаритные размеры:
520 x 890 x 465 мм (ШxВxД)
Вес: 30 кг
4 управляемых ролика Ø 100 мм,
2-х из них (спереди) со стопорным
устройством
1 сетевой вход
3 сетевых выхода

Dimensions:
520 x 890 x 465 mm (W x H x D)
Weight: 30 kg
4 castors Ø 100 mm,
of which front two conductive
with fixing brake
1 power input
3 power outlets



Включены принадлежности:
1 корзина для
универсальной тележки
350 x 180 x 150 мм (ШxВxД)
1 ручка тележки, нерж. сталь
2 держателя кабеля
1 держатель ножн.
выключателя, состоящий из 2 x
20180-050
2 амортиз. подушки для баллона
2 ремня для закрепления баллона

incl. following accessories:
1 instrument tray for
Universal Cart
350 x 180 x 150 mm (W x H x D)
1 grab handle
2 cable holders
1 foot switch holder consisting
of 2 x 20180-050
2 cylinder pads for argon
gas cylinder
2 fastening straps for argon
gas cylinder

Дополнительные принадлежности	Further accessories	№
Корзина для принадлежностей, 350 x 180 x 150 мм (ШxВxД)	Instrument tray for Universal Cart 350 x 180 x 150 mm (WxHxD)	20185-014
Держатель ножного выключателя	Foot switch holder	20180-050
Крепежный комплект для ICC, APC 300 на тележке	Fastening set ICC, APC 300 on Universal Cart	20132-061
Крепежный комплект для VIO / APC 2 / VEM 2 на тележке	Fastening set VIO / APC 2 / VEM 2 on Universal Cart	20180-131
Крепежный комплект для VIO на APC 2 / VEM 2 (от версии 2005)	Fastening set VIO on APC 2 / VEM 2 (version since 2005)	20180-134
Крепежный комплект для VIO на APC 2 / VEM 2 (до версии 2004)	Fastening set VIO on APC 2 / VEM 2 (version till 2004)	20180-130
Крепежный комплект для IES 300 на тележке	Fastening set IES 300 on Universal Cart	20321-019
Сетевой кабель 10А Германия, длина 2,5 м	Power cord 10A Germany, length 2.5 m	51704-037
Сетевой кабель 10А Германия, длина 4 м, с изогнутой вилкой	Power cord 10A Germany, length 4 m, angled ESU connector	51704-032
Сетевой кабель 10А Германия, длина 5 м	Power cord 10A Germany, length 5 m	51704-042
Сетевой кабель 10А Великобритания, длина 2,5 м	Power cord 10A Great Britain, length 2.5 m	51704-038
Сетевой кабель 10А Великобритания, длина 5 м	Power cord 10A Great Britain, length 5 m	51704-043
Сетевой кабель 10А Италия, длина 2,5 м	Power cord 10A Italy, length 2.5 m	51704-040
Сетевой кабель 10А Италия, длина 5 м	Power cord 10A Italy, length 5 m	51704-045
Сетевой кабель 10А Канада, длина 4 м	Power cord 10A Canada, length 4 m	51704-039
Сетевой кабель 10А Индия, длина 4 м	Power cord 10A India, length 4 m	20128-004

Принадлежности для ВЧ приборов и модулей

Accessories for electrosurgical units and modules

Аппаратные тележки и принадлежности
Carts and accessories

Аппаратная тележка UNIVERSAL с 1-им выдвижным ящиком для VIO, ICC, ACC

Cart UNIVERSAL with 1 drawer for VIO, ICC, ACC

№ 20185-101



габаритные размеры:
510 x 790 x 560 мм (Ш x В x Д)
Вес: 28 кг
4 роликовых колеса
Ø 100 мм

Dimensions:
510 x 790 x 560 mm (W x H x D)
Weight: 28 kg
4 conductive castors
Ø 100 mm



Аппаратная тележка UNIVERSAL без выдвижного ящика для VIO, ICC, ACC

Cart UNIVERSAL without drawer for VIO, ICC, ACC

№ 20185-100

габаритные размеры:
510 x 790 x 560 мм (Ш x В x Д)
Вес: 28 кг
4 роликовых колеса
Ø 100 мм

Dimensions:
510 x 790 x 560 mm (W x H x D)
Weight: 22 kg
4 conductive castors
Ø 100 mm



Дополнительные принадлежности	Further accessories	№
Ручки для передвижения тележки(1 пара)	Handle grips (1 pair)	20185-103
Корзина для принадлежностей, 410 x 340 x 80 мм (ШxВxД)	Instrument tray, 410 x 340 x 80 mm (WxHxD)	20185-105
Держатель кабеля	Cable holder	20185-107
Держатель для ножного выключателя	Foot switch holder	20185-104
Гнездо	Multiple socket outlet	20185-106
Крепежный комплект для VIO / APC 2 / VEM 2 на тележке UNIVERSAL	Fastening set VIO or APC 2 / VEM 2 on cart UNIVERSAL	20180-131
Крепежный комплект для VIO на APC 2 / VEM 2 (от версии 2005)	Fastening set VIO on APC 2 / VEM 2 (version since 2005)	20180-134
Крепежный комплект для VIO на APC 2 / VEM 2 (до версии 2004)	Fastening set VIO on APC 2 / VEM 2 (version till 2004)	20180-130
Крепежный комплект для ICC на тележке UNIVERSAL	Fastening set ICC on cart UNIVERSAL	20121-003
Крепежный комплект для ICC + источника холодного света на тележке UNIVERSAL	Fastening set ICC + cold light source on cart UNIVERSAL	20121-004
Крепежный комплект IES 300 на тележке UNIVERSAL	Fastening set IES 300 on cart UNIVERSAL	20321-019
Сетевой кабель 10А Германия, длина 2,5 м	Power cord 10A Germany, length 2.5 m	51704-037
Сетевой кабель 10А Германия, длина 5 м	Power cord 10A Germany, length 5 m	51704-042
Сетевой кабель 10А Великобритания, длина 2,5 м	Power cord 10A Great Britain, length 2.5 m	51704-038
Сетевой кабель 10А Великобритания, длина 5 м	Power cord 10A Great Britain, length 5 m	51704-043
Сетевой кабель 10А Италия, длина 2,5 м	Power cord 10A Italy, length 2.5 m	51704-040
Сетевой кабель 10А Италия, длина 5 м	Power cord 10A Italy, length 5 m	51704-045
Сетевой кабель 10А Канада, длина 4 м	Power cord 10A Canada, length 4 m	51704-039
Сетевой кабель 10А Индия, длина 4 м	Power cord 10A India, length 4 m	20128-004

Принадлежности для ВЧ приборов и модулей
Accessories for electrosurgical units and modules

Крепежные комплекты

Fastening sets

Крепежный комплект	Fastening set	№
VIO / APC 2 / VEM 2 на VIO CART 20180-000	VIO / APC 2 / VEM 2 on VIO CART 20180-000	20180-131
VIO / APC 2 / VEM 2 на тележке Universal Cart 20185-205	VIO / APC 2 / VEM 2 on Universal Cart 20185-205	20180-131
VIO / APC 2 / VEM 2 на тележке UNIVERSAL Cart 20185-100, 20185-101	VIO / APC 2 / VEM 2 on cart UNIVERSAL 20185-100, 20185-101	20180-131
VIO / APC 2 / VEM 2 на консоли	VIO / APC 2 / VEM 2 on console	20180-133
VIO с APC 2 / VEM 2 (от версии 2005)	VIO on APC 2 / VEM 2 (version since 2005)	20180-134
VIO с APC 2 / VEM 2 (до версии 2004)	VIO on APC 2 / VEM 2 (version till 2004)	20180-130
EIP 2 на VIO CART 20180-000, вкл. кабель ECB-40 см	EIP 2 to VIO CART 20180-000, incl. ECB cable 40 cm	20180-135
IES 2 на VIO CART 20180-000	IES 2 to VIO CART 20180-000	20180-132
ICC 200 / ICC 300 / ICC 350 на тележке Universal Cart 20185-205	ICC 200 / ICC 300 / ICC 350 on Universal Cart 20185-205	20132-061
ICC 200 / ICC 300 / ICC 350 + APC 300 на тележке Universal Cart 20185-205	ICC 200 / ICC 300 / ICC 350 + APC 300 on Universal Cart 20185-205	20132-061
ICC 200 / ICC 300 / ICC 350 + APC 300 + IES 300 на тележке Universal Cart 20185-205	ICC 200 / ICC 300 / ICC 350 + APC 300 + IES 300 on Universal Cart 20185-205	20132-061 20321-019
IES 300 на тележке Universal Cart 20185-205	IES 300 on Universal Cart 20185-205	20321-019
ICC 200 / ICC 300 / ICC 350 на тележке UNIVERSAL 20185-100, 20185-101	ICC 200 / ICC 300 / ICC 350 / ACC on cart UNIVERSAL 20185-100, 20185-101	20121-003
ICC 200 / ICC 300 / ICC 350 + источник холодного света на тележке UNIVERSAL 20185-100, 20185-101, вкл. сетевой кабель 0,5 м	ICC 200 / ICC 300 / ICC 350 + cold light source on cart UNIVERSAL 20185-100, 20185-101, incl. power cord 0.5 m	20121-004
ICC 200 / ICC 300 / ICC 350 + IES 300 на тележке UNIVERSAL 20185-100, 20185-101	ICC 200 / ICC 300 / ICC 350 + IES 300 on cart UNIVERSAL 20185-100, 20185-101	20321-019
ICC 200 / ICC 300 / ICC 350 на ICC-тележке 20185-005	ICC 200 / ICC 300 / ICC 350 on ICC cart 20185-005	20121-003
ICC 200 / ICC 300 / ICC 350 + источник холодного света на ICC-тележке 20185-005, вкл. сетевой кабель 0,5 м	ICC 200 / ICC 300 / ICC 350 + cold light source on ICC cart 20185-005, incl. power cord 0.5 m	20121-004
IES 300 на ICC-тележке 20185-005 с ICC 350 / ICC 300 / ICC 200	IES 300 on ICC cart 20185-005 with ICC 350 / ICC 300 / ICC 200	20321-016
ICC 200 / ICC 300 / ICC 350 на консоли	ICC 200 / ICC 300 / ICC 350 on console	20121-002
ICC 200 / ICC 300 / ICC 350 + APC 300 на консоли	ICC 200 / ICC 300 / ICC 350 + APC 300 on console	20132-062
ICC 200 / ICC 300 / ICC 350 на Beamer One (1) / Beamer Two (2)	ICC 200 / ICC 300 / ICC 350 on Beamer One / Beamer Two	20121-009

/ = или, or


Принадлежности для ВЧ приборов и модулей
Accessories for electrosurgical units and modules

Уравнительные линии
Potential equalization lines

Уравнительная линия для всех приборов, подключение по DIN 42801

Potential equalization line, for all types of units, connections acc. to DIN 42801

№ 30312-184




длина 0,5 м
length 0.5 m



Уравнительная линия для всех приборов, подключение по DIN 42801

Potential equalization line, for all types of units, connections acc. to DIN 42801

№ 20194-025



длина 3 м
length 3 m



Сетевые кабели
Power cords


	Страна Country	Длина Length	№
Сетевой кабель 10А Power cord 10A	Германия Germany	0,5 м	51704-046
Сетевой кабель 10А Power cord 10A	Германия Germany	2,5 м	51704-037
Сетевой кабель 10А Power cord 10A	Германия Germany	4 м	51704-032
Сетевой кабель 10А Power cord 10A	Германия Germany	5 м	51704-042
Сетевой кабель 10А Power cord 10A	Великобритания Great Britain	2,5 м	51704-038
Сетевой кабель 10А Power cord 10A	Великобритания Great Britain	5 м	51704-043
Сетевой кабель 10А Power cord 10A	Италия Italy	2,5 м	51704-040
Сетевой кабель 10А Power cord 10A	Италия Italy	5 м	51704-045
Сетевой кабель 10А Power cord 10A	Канада Canada	4 м	51704-039
Сетевой кабель 10А Power cord 10A	Индия India	4 м	20128-004
Сетевой кабель ICC / IES 300 Power cord ICC / IES 300		0,35 м	51704-033

Ножные выключатели Foot switches

AP взрывозащищённые ножные выключатели имеют универсальное применение
AP protection: can be used in areas in which inflammable anesthetic gas is used

нескользящее резиновое основание
slip-proof rubber feet












Функция ReMode
ReMode function



с соединительным кабелем 5 м
with connecting cable 5 m

IP-X8 защита:
корпус ножного выключателя водонепроницаемый
IP-X8 protection:
protection against liquid ingress

Обзор Overview

11	11	9	
Количество педалей Number of pedals	Количество полюсов Number of poles	Соединительный кабель Connecting cables	подключение с ВЧ-прибором Connection to electrosurgical unit
<p>Двухпедальный с функцией ReMode two pedals with ReMode</p> 	<p>4-х полюсной 4 poles</p> 		<p>ERBE VIO ERBE VIO</p> 
<p>Двухпедальный без ф. ReMode two pedals without ReMode</p> 	<p>5-и полюсной 5 poles</p> 		<p>ERBE ICC, ACC ERBE ICC, ACC</p> 
<p>Однопедальный one pedal</p> 	<p>7-и полюсной 7 poles</p> 		<p>Для других приборов non-ERBE units</p>

Принадлежности для ВЧ приборов и модулей
Accessories for electrosurgical units and modules

Ножные выключатели
Foot switches

VIO ReMode двухпедальный ножной выключатель, AP & IP X8 Equipment

VIO ReMode two-pedal foot switch, AP & IP X8 equipment

№ 20189-101



с кабелем 5 м,
с вилкой 5-и полюсной
with connecting cable 5 m,
connecting plug 5-pole



= 1

макс. 75°С



30189-101

Дезинфекция
протираанием/
спрей
Wiping or spray
disinfection

VIO двухпедальный ножной выключатель, AP & IP X8 Equipment

VIO two-pedal foot switch, AP & IP X8 equipment

№ 20189-100



с кабелем 5 м,
с вилкой 5-и полюсной
with connecting cable 5 m,
connecting plug 5-pole



= 1

макс. 75°С



30189-101

Дезинфекция
протираанием/
спрей
Wiping or spray
disinfection

Защитная скобка для двухпедальных ножных выключателей 20189-100, 20189-101

Hoop guard for two-pedal foot switch 20189-100, 20189-101

№ 20189-102



= 1

Удлинительный кабель для VIO выключателя, длина 0,6 м

Extension cable for VIO foot switch, length 0.6 m

№ 20189-103



= 1

Принадлежности для ВЧ приборов и модулей Accessories for electrosurgical units and modules

Ножные выключатели Foot switches

Двухпедальный ножной выключатель для ICC, ACC, T-серии, AP & IP X8 Equipment
Two-pedal foot switch for ICC, ACC, T-series, AP & IP X8 equipment

№ 20189-009



с кабелем 5 м,
с вилкой 4-х полюсной
with connecting cable 5 m,
connecting plug 4-pole



30189-028

Дезинфекция
протираанием/
спрей
Wiping or spray
disinfection

Двухпедальный ножной выключатель для ICC, ACC, T-серии, AP & IP X8 Equipment, (UL-Version)
Two-pedal foot switch for ICC, ACC, T-series, AP & IP X8 equipment, (UL version)

№ 20189-015



с кабелем 5 м,
с вилкой 4-х полюсной
with connecting cable 5 m,
connecting plug 4-pole



30189-028

Дезинфекция
протираанием/
спрей
Wiping or spray
disinfection

Среднее ребро для выключателя 20189-009, 20189-015
Partition wall for foot switch 20189-009, 20189-015

№ 20189-012



Двухпедальный ножной выключатель MRI, AP & IP X8 Equipment
Two-pedal foot switch MRI, AP & IP X8 equipment

№ 20189-028



с кабелем 5 м,
с вилкой 4-х полюсной
with connecting cable 5 m,
connecting plug 4-pole



30189-028

Дезинфекция
протираанием/
спрей
Wiping or spray
disinfection

Двухпедальный ножной выключатель для ICC 80, ICC 50, ICC Биполяр, IP X8 Equipment,
Two-pedal foot switch for ICC 80, ICC 50, ICC Bipolar, IP X8 equipment, without AP protection

№ 20187-003



без AP-защиты
с кабелем 5 м,
с вилкой 4-х полюсной
with connecting cable 5 m,
connecting plug 4-pole








30189-028

Дезинфекция
протираанием/
спрей
Wiping or spray
disinfection

Принадлежности для ВЧ приборов и модулей Accessories for electrosurgical units and modules

Ножные выключатели Foot switches

<p>VIO однопедальный ножной выключатель, AP & IP X8 Equipment VIO one-pedal foot switch, AP & IP X8 equipment</p>		№ 20188-100				
	<p>с кабелем 5 м, с вилкой 5-и полюсной with connecting cable 5 m, connecting plug 5-pole</p>	<table border="1"> <tr> <td> = 1</td> <td>макс. 75°C</td> </tr> <tr> <td> 30189-101</td> <td>Дезинфекция протиранием/спрей Wiping or spray disinfection</td> </tr> </table>	= 1	макс. 75°C	30189-101	Дезинфекция протиранием/спрей Wiping or spray disinfection
= 1	макс. 75°C					
30189-101	Дезинфекция протиранием/спрей Wiping or spray disinfection					
<p>Однопедальный ножной выключатель для ICC, ACC, T-серии, AP & IP X8 Equipment One-pedal foot switch for ICC, ACC, T-series, AP & IP X8 equipment</p>		№ 20188-007				
	<p>с кабелем 5 м, с вилкой 4-х полюсной with connecting cable 5 m, connecting plug 4-pole</p>	<table border="1"> <tr> <td> = 1</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 30189-028</td> <td>Дезинфекция протиранием/спрей Wiping or spray disinfection</td> </tr> </table>	= 1		30189-028	Дезинфекция протиранием/спрей Wiping or spray disinfection
= 1						
30189-028	Дезинфекция протиранием/спрей Wiping or spray disinfection					
<p>Однопедальный ножной выключатель только для ICC 350/300, AP & IP X8 Equipment One-pedal foot switch, only for use with ICC 350, AP & IP X8 equipment</p>		№ 20188-013				
	<p>с кабелем 5 м, с вилкой 7-и полюсной, активизация только „Биполяр“ with connecting cable 5 m, connecting plug 7-pole, activation only “Bipolar”</p>	<table border="1"> <tr> <td> = 1</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 30189-028</td> <td>Дезинфекция протиранием/спрей Wiping or spray disinfection</td> </tr> </table>	= 1		30189-028	Дезинфекция протиранием/спрей Wiping or spray disinfection
= 1						
30189-028	Дезинфекция протиранием/спрей Wiping or spray disinfection					
<p>Однопедальный ножной выключатель MRI, AP & IP X8 Equipment One-pedal foot switch MRI, AP & IP X8 equipment</p>		№ 20188-015				
	<p>с кабелем 5 м, с вилкой 7-и полюсной, with connecting cable 5 m, connecting plug 7-pole</p>	<table border="1"> <tr> <td> = 1</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 30189-028</td> <td>Дезинфекция протиранием/спрей Wiping or spray disinfection</td> </tr> </table>	= 1		30189-028	Дезинфекция протиранием/спрей Wiping or spray disinfection
= 1						
30189-028	Дезинфекция протиранием/спрей Wiping or spray disinfection					
<p>Однопедальный ножной выключатель для ICC, ACC, T-серии, IP X8 Equipment, без AP-защиты One-pedal foot switch for ICC, ACC, T-series, IP X8 equipment, without AP protection</p>		№ 20186-007				
	<p>с кабелем 3 м, с вилкой 4-х полюсной with connecting cable 3 m, connecting plug 4-pole</p>	<table border="1"> <tr> <td> = 1</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 30189-028</td> <td>Дезинфекция протиранием/спрей Wiping or spray disinfection</td> </tr> </table>	= 1		30189-028	Дезинфекция протиранием/спрей Wiping or spray disinfection
= 1						
30189-028	Дезинфекция протиранием/спрей Wiping or spray disinfection					

Принадлежности для ВЧ приборов и модулей
Accessories for electrosurgical units and modules

Соединительные кабели для ножных выключателей Foot switch connecting cables

Адаптер для ножного выключателя от VIO к ICC-ножному выключателю, длина 0,7 м
Foot switch adapter for VIO to ICC foot switch, length 0.7 m

№ 20140-004




30140-212

Дезинфекция
протираанием/
спрей
Wiping or spray
disinfection

Соединительный кабель от ICC, ACC к ICC выключателю (4-х полюсному), длина 0,5 м
Connecting cable for ICC, ACC to ICC foot switch (4-pole), length 0.5 m

№ 20189-014



Соединительный кабель от ICC 350, ICC 300 (7-и полюсной) к ICC-выключателю (4-х полюсному),
Connecting cable for ICC 350, ICC 300 (7-pole) to ICC foot switch (4-pole), length 0.5 m

№ 20189-017



длина 0,5 м




Соединительный кабель от ICC, ACC (4-х полюсной) к APC 300, длина 0,35 м
Connecting cable for ICC, ACC (4-pole) to APC 300, length 0.35 m

№ 20189-022



Соединительный кабель от ICC, ACC (4-х полюсной) к APC 300, длина 5 м
Connecting cable for ICC, ACC (4-pole) to APC 300, length 5 m

№ 20189-024



Принадлежности для ВЧ приборов и модулей Accessories for electrosurgical units and modules

Соединительные кабели для ножных выключателей Foot switch connecting cables

Соединительный кабель от ICC 350, ICC 300 (7-и полюсной) к APC 300, длина 0,35 м
Connecting cable for ICC 350, ICC 300 (7-pole) to APC 300, length 0.35 m

№ 20132-063



Соединительный кабель от ICC 350, ICC 300 (7-и полюсной) к APC 300, длина 5 м
Connecting cable for ICC 350, ICC 300 (7-pole) to APC 300, length 5 m

№ 20132-068



Соединительный кабель для подключения ножного выключателя от ICC 350, ICC 300
cable for foot switch connection for ICC 350, ICC 300 (7-pole) to Beamer One

№ 20132-022




к Beamer One (1)
длина 0,15 м
(7-и полюсной)

length 0.15 m



Соединительный кабель для подключения ножного выключателя от ICC 350, ICC 300
cable for foot switch connection for ICC 350, ICC 300 (7-pole) to Beamer One

№ 20132-036



к Beamer Two (2)
длина 0,15 м
(7-и полюсной)

length 0.2 m



МЕД СОЮЗ

многоканальный номер
+7 (495) 308-9009
www.medsoyuz.ru
E-mail: ru@medsoyuz.ru