






Масштаб = 50 %
изображения



Масштаб изображения = 100 %



**Новые гибкие зонды для
аргоноплазменной
коагуляции.
Применение в:
гастроэнтерологии
бронхоскопии**

Гибкий APC- зонд
ТБС трахеобронхиальный
Ø = 1,5, дл.=1,5 м,
с распознаванием инструментов,
шкала на конце
20132-048

Гибкий APC- зонд
ТБС трахеобронхиальный
Ø = 2,3, дл.=1,0 м,
с распознаванием инструментов,
шкала на конце
20132-118

Гибкий APC- зонд
„Side fire with Wide Beam“
Ø = 2,3, дл.=2,2 м,
с распознаванием инструментов,
шкала на конце
20132-132

Гибкий APC- зонд
„Side fire with Conical Beam“
Ø = 2,3, дл.=2,2 м,
с распознаванием инструментов,
шкала на конце
20132-147

Соединительный кабель для
APC- зондов, дл. 2,5 м
20132-046

Соединитель для подключения
промывки к гибкому APC- зонду
20132-095



многоканальный номер
+7 (495) 308-9009
www.medsoyuz.ru
E-mail: ru@medsoyuz.ru

ERBE