


# ERBE Vi Clamp эффективная биполярная коагуляция



Биполярная коагуляция с ERBE Vi Clamp является испытанным ВЧ- хирургическим методом безопасной коагуляции богато васкуляризованных структур тканей, например, в брыжейке, брюшине и сальнике.

Метод быстрый, надежный и эффективный. Инструменты многоразовые.



Рис.: вагинальная гистерэктомия с Vi Clamp



Рис.:  
Гастрэктомия с  
Vi Clamp



Рис.:  
Лапар. Vi Clamp в  
Гинекологии



Рис.:  
VIO 300 D, ВЧ- аппарат с функцией Vi Clamp  
с автостопом

Рис.:  
многофункциональное гнездо  
для подключения Vi Clamp


МЕД СОЮЗ

многоканальный номер  
+7 (495) 308-9009  
www.medsoyuz.ru  
E-mail: ru@medsoyuz.ru

ERBE

# ERBE Bi Clamp эффективная биполярная коагуляция

## методические этапы



Захватывание



Коагулирование



Разрез



Лапароскопический **Bi Clamp**  
"Maryland"



**Bi Clamp** Mosquito для операции  
струмы



**Bi Clamp**  
для открытой хирургии



**Bi Clamp** для  
"безболезненной" вагинальной  
гистерэктомии

# ERBE Vi Clamp эффективная биполярная коагуляция



**Vi Clamp** Лап- щипцы Maryland  
рифлённые, длина 340 мм, диам. 5 мм  
Арт. №: 20195-134

**Vi Clamp** Лап- щипцы Maryland  
ровные, длина 340 мм, диам. 5 мм  
Арт. №: 20195-135



**Vi Clamp** Лап- щипцы Maryland  
с окошечками, рефлённые, длина 340 мм, диам. 5 мм  
Арт. №: 20195-136

**Vi Clamp** Лап- щипцы Maryland  
с окошечками, ровные, длина 340 мм, диам. 5 мм  
Арт. №: 20195-137



**Vi Clamp** “Moskito”, длина 150 мм  
Арт.№: 20195-121



**Vi Clamp** , длина 200 мм  
Арт.№: 20195-113

**Vi Clamp** , длина 270 мм  
Арт.№: 20195-122



**Vi Clamp**, длина 260 мм  
Арт.№: 20195-199



**Vi Clamp**, длина 210 мм для операции  
вагинальной гистеректомии  
Арт.№: 20195-200