

GREEN PRESS 8

GREEN PRESS 5

- Аппараты для медицинского и косметического лимфодренажа с 8/5 отверстиями
- Эффективные средства для лечения лимфатических отеков разного рода
- Эффективные средства для основной борьбы против целлюлита
- Предотвращение возникновения отеков ног и варикозных вен
- Легко управляемые рукава на молнии
- 7 стандартных и 7/14 пользовательских программ
- Регуляция параметров дренажа – давления, продолжительности компрессии и паузы, продолжительности процедуры



CE 0123

Современный стиль жизни может оказывать на наше тело нежелательное воздействие. Стресс, отсутствие физической зарядки, тяжелая пища, ожирение – факторы, сказывающиеся на состоянии метаболических процессов. К сожалению, результаты воздействия названных выше факторов становятся видимыми, а иногда даже болезненными:

- Нарушение кровообращения больше всего сказывается на животе, ягодицах и бедрах;
- Накопление вредных веществ, возникающих в результате метаболических процессов, способствует устранению соединительных клеток;
- Заполнение и увеличение числа жировых клеток;
- Отеки ног;
- Варикозные вены.

Аппараты «**Green PRESS 8**» и «**Green PRESS 5**» можно использовать в качестве средства предотвращения возникновения или лечения названных выше проблем. Оба аппарата идеально подходят для любого физиотерапевтического центра, больницы, салона красоты, оздоровительного центра и спа - салона.

Работой обоих аппаратов управляет компьютерный микропроцессор. В ее основе лежит принцип механического лимфодренажа. Воздух направляется в рукава, состоящие из 8 или 5 ячеек. Давление в ячейках можно регулировать с помощью панели управления.

Расслабление или сжатие различных сосудистых и лимфатических структур в ходе дренажа приводит непосредственно к притоку крови, обогащенной питательными веществами, причем устраняются вредные вещества, возникшие в результате метаболических процессов. Эти процессы способствуют устранению отеков, стимулируют работу иммунной системы, повышают уровень защищенности клеток и помогают избавиться от целлюлита.

Терапевт может определить самый подходящий способ лечения с помощью 7 стандартных программ. Кроме того, терапевту предоставляется возможность определить 7 или 14 пользовательских программ.

Аппараты «**Green PRESS 8**» и «**Green PRESS 5**» можно использовать как для лечения отеков, вен, при нарушениях скелетно – мышечной системы, так и для борьбы против целлюлита. Более того, оба аппарата можно использовать как дополнительный способ совершенствования формы тела пациента и устранения целлюлита (кавитация, ультразвуковая терапия, электротерапия, кремы против целлюлита, и т.д.).



Green Press 8



Green Press 5



Удлинитель для рукавов

Технические данные:

Модель:	Green PRESS 8
Код:	1800 104
Модель:	Green PRESS 5
Код:	1800 106
Кол-во отверстий («Green PRESS 8»):	2 x 8
Кол-во отверстий («Green PRESS 5»):	2 x 5
Давление:	0 – 22 кПа,
регулируемое	
Продолжительность компрессии:	0 – 90 с
Продолжительность включения ячеек:	0 – 90 с
Режим включения ячеек:	Линейный Циркулярный Точечный
Кол-во стандартных программ:	7
Кол-во пользовательских программ («Green PRESS 8»):	14
Кол-во пользовательских программ («Green PRESS 5»):	7
Продолжительность процедуры:	0 – 90 мин
Электротехнические характеристики:	230 В, 50/60 Гц
Мощность («Green PRESS 8»):	80 ВА

Мощность («Green PRESS 5»):	60 ВА
Предохранители:	2 x 1,6 АТ
Габариты («Green PRESS 8»):	500 x 410 x 220 мм
Вес («Green PRESS 8»):	8 кг
Вес с рукавами («Green PRESS 8»):	11 кг
Габариты («Green PRESS 5»):	350 x 410 x 220 мм
Вес («Green PRESS 5»):	6 кг
Вес с рукавами («Green PRESS 5»):	8 кг
Классификация по IEC 60601/1:	Класс I, Тип BF
Классификация по MDD 93/42/EEC:	IIa

Базовая комплектация:

- Косметический рукав 1 шт.
- Сетевой кабель (220В, EURO plug) 1 шт.
- Руководство по обслуживанию

Дополнительные комплектующие части:

- Рукав для верхней конечности (Код: **1600 103**)
- Удлинитель для рукавов (Код: **1600 119**)

Iskra Medical d.o.o. Stegne 23, 1000 Ljubljana, Slovenia, phone: ++386 (0)1 513 15 00, 513 15 04, fax: ++386 (0)1 513 15 10, mobile: ++386 41 622 918, E-mail: medical@iskramedical.eu, <http://www.iskramedical.eu>

МЕД СОЮЗ

+7 (495) 308-9009
многоканальный
www.medsoyuz.ru

E-mail: ru@medsoyuz.ru

