



### ***Почему новые зонды !!!!!***

В процессе новых технических познаний, были сконструированы новые APC-зонды, которые отмечаются улучшенными техническими свойствами, а именно:

- √ Улучшенное свойство зажигания и равномерность струи, на основании нового конструирования вольфрамового электрода - ( плоской формы), фиксации и центрального расположения.
- √ Улучшенная изоляция и, одновременно- уменьшение степени механической изношенности посредством гидроизоляции в штекере зонда, а ,не как ранее, в соединительном кабеле.
- √ Повышение безопасности с помощью введения чётко различимого звукового фиксатора для соединяющихся частей.

Все эти мероприятия привели к необходимости реконструкции старых частей для подключения ( штекеров и гнезд ) в зондах, а также в соединительных кабелях.

#### **Внимание:**

**Новые зонды не могут быть использованы посредством подключения старым кабелем 20132-046 !**

При покупке новых зондов необходимо также заказывать новый соединительный кабель ( 20132-158) !

Для того, чтобы облегчить Вам и Вашим /нашим Заказчикам этот переход, при покупке 3-х новых APC-зондов, предоставляется бесплатно 1-н подходящий к ним соединительный кабель ( 20132-158). Эта акция лимитирована до конца 3-го квартала 2004 года.

**Цены**, действующие, на настоящий момент, на старые APC- зонды, остаются актуальными и на новые APC-зонды.



Штекер APC зонда



Гнездо соединительного кабеля




Гнездо и штекер соединительного кабеля со стороны прибора



### Зонды с диаметром 1,5 мм

Многоразовые APC зонды			Одноразовые APC зонды		
Наименование	Каталожный №		Наименование	Каталожный №	
	старый	новый		старый	новый
APC зонд 1500 А, диаметр 1,5 мм, длина 1,5 м	20132-048	20132-183	APC зонд 1500 А, одноразовый диаметр 1,5 мм, длина 1,5 м	20132-070	20132-155
				APC зонд 3000 А, одноразов. для энтероскопия с зондом щара, диаметр 1,5 мм, длина 3 м	
Зонды с диаметром 2,3 мм					
APC зонд 1000 А, диаметр 2,3 мм длина 1 м	20132-118	20132-178	APC Зонд 2200 А, одноразовый диаметр 2,3 мм, длина 2,2 м	20132-071	20132-156
APC зонд 2200 А, диаметр 2,3 мм, длина 2,2 м	20132-049	20132-177	APC зонд 2200 SC одноразовый диаметр 2,3 мм, длина 2,2 м	20132-148	20132-167
APC зонд 2200 SW, диаметр 2,3 мм, длина 2,2 м	20132-132	20132-180	APC зонд 3000 А, одноразовый диаметр 2,3 мм, длина 3 м		20132-166
APC зонд 3000 А, диаметр 2,3 мм, длина 3 м	20132-135	20132-179			
Зонды с диаметром 3,2 мм					
APC Зонд 2200 А, диаметр 3,2 мм, длина 2,2 м	20132-050	20132-182	APC зонд 2200 А, одноразовый диаметр 3,2 мм, длина 2,2 м		20132-157
Соединительный кабель					
Соединительный кабель длина 2,5 м	20132-046	20132-158	Соединительный кабель длина 2,5 м	20132-046	20132-158



Разные формы струи

**МЕД СОЮЗ**

многоканальный номер  
+7 (495) 308-9009  
www.medsoyuz.ru  
E-mail: ru@medsoyuz.ru