


ВОДОСТРУЙНАЯ ХИРУРГИЯ







ERBE HELIX HYDRO - JET

Принадлежности









ERBE



ERBE Helix Hydro - Jet®

Наименование	Техн. спецификация		Номер по каталогу
ERBE Helix Hydro- Jet	230 В/ 50 Гц		10139-000
Аппликатор с отсосом	длина 60 мм, одноразовы длина 80 мм, одноразовы в упаковке по 10 шт. стерильный		20139-030 20139-031
Аппликатор с отсосом и с ВЧ -подключением	длина 300 мм, одноразовы длина 180 мм, одноразовы в упаковке по 10 шт. стерильный		20139-038 20139-039
Диссектор тупой, изолированный	длина 180 мм, одноразовы в упаковке по 10 шт, стерильный		20139-025
Диссектор тупой, изолированный, загнутый	длина 300 мм, диаметр 5 мм, одноразовый, в упаковке по 10 шт, стерильный		20139-006
диссектор с ВЧ подключением, изолированный	длина 336 мм, диаметр 5 мм, одноразовый, в упаковке по 10 шт, стерильный		20139-009

ERBE Helix Hydro - Jet®

Наименование	Техн. спецификация		Номер по каталогу
Апликатор с держателем	длина 300 мм, диаметр 3,5 мм, одноразовый, стерильный		20139-020
Диссектор тупой, загнутый	длина 80 мм, одноразовый длина 100 мм, одноразовый в упаковке по 10 шт, стерильный		20139-002 20139-003
Апликатор в форме штыка	длина 80 мм, одноразовый длина 120 мм, одноразовый в упаковке по 10 шт, стерильный		20139-004 20139-005
Апликатор в форме штыка, с отсосом	длина 60 мм, одноразовый длина 80 мм, одноразовый в упаковке по 10 шт, стерильный		20139-032 20139-033
Апликатор 45°, с отсосом	длина 80 мм, одноразовый, стерильный		20139-040
Набор для диссектомии с отсосом	одноразовый, стерильный		20139-034

ERBE Helix Hydro - Jet®

Наименование	Техн. спецификация		Номер по каталогу
Патрон со стерильным физиологическим раствором	одноразовый, в упаковке по 10 шт, стерильный		20139-050
Мешочек для отсасываемой жидкости	одноразовый, в упаковке по 18 шт, нестерильный		20139-051
Ножная педаль с крышкой		без рис.	20139-055
Ножная педаль без крышки		без рис.	20139-090
Чехол под мешочки для отсасываемой жидкости		без рис.	20139-053

МЕД СОЮЗ
многоканальный номер
+7 (495) 308-9009
www.medsoyuz.ru
E-mail: ru@medsoyuz.ru