

# Medio TENS, Medio STYM Mini

Хронические и острые заболевания могут негативно сказываться на психическом состоянии человека. Средства, используемые для устранения боли можно считать эффективными, тем не менее, они часто приводят к возникновению нежелательных реакций организма. Поэтому необходимо находить альтернативы таким средствам. «TENS» - чрескожная электрическая стимуляция нерва – наиболее часто встречаемый метод лечения хронических и острых заболеваний. Устройство «TENS» транслирует электрические токи разного вида и частоты. Электроды прикладываются прямо к источнику боли, или к недалеким нервам. Электрический ток затрагивает непосредственно сам нерв, прекращает сигнал между источником боли и мозгом, и стимулирует процесс образования веществ с омертвляющим и аналгетическим действием. Аппараты «TENS» предназначены для использования, как в медицинских центрах, так и в домашних условиях.



## **MEDIO TENS – 2-х канальный аппарат для профессионального и домашнего использования.**

- Базовая комплектация: провод M.TENS DIGITAL (2 шт.), аккумулятор 9 В, самоклеющиеся электроды 40x40 мм (4 шт.), резиновые электроды 45x50 мм (4 шт.), резиновый крепящий ремень 1 м (2 шт.), гель 85 г
- Вид тока: асимметричный треугольный 2-х фазовый
- Мощность: 0 – 80 мА, регулируемая
- Рабочий режим: N - нормальный, M - регулируемый, В - импульсный
- Частота: 2 -150 Гц
- Фаза пульса: 30 – 260 мс
- Габариты: 95x65x23,5 мм, серый цвет



## **MEDIO TENS MINI – 2-х канальный аппарат для домашнего использования. 1700204**

- Базовая комплектация: провод M.TENS DIGITAL (2 шт.), аккумулятор 9 В, самоклеющиеся электроды 40x40 мм (4 шт.)
- Вид тока: асимметричный треугольный 2-х фазовый
- Мощность: 0 – 80 мА, регулируемая
- Рабочий режим: N - нормальный, M - регулируемый, В - импульсный
- Частота: 1 -150 Гц
- Фаза пульса: 30 – 260 мс
- Габариты: 70x103x23,5 мм, серый цвет



## **MEDIO STYM MINI – 2-х канальный аппарат для стимулирования мышц. 1700207**

- Базовая комплектация: провод M.TENS DIGITAL (2 шт.), аккумулятор 9 В, самоклеющиеся электроды 40x40 мм (4 шт.), резиновые электроды 45x50 мм (4 шт.), резиновый крепящий ремень 1 м (2 шт.), гель 85 г
  - Вид тока: асимметричный треугольный 2-х фазовый
  - Мощность: 0 – 80 мА, регулируемая
  - Рабочий режим: N - нормальный, M - регулируемый, В - импульсный
  - Частота: 1 -150 Гц
  - Фаза пульса: 100, 200, 300 мс
  - Активная фаза: 1 – 30 с
  - Пассивная фаза: 1 – 45 с
  - Вывод в рабочий режим: 1 – 8 с
  - Габариты: 95x65x23,5 мм, белый цвет
- Дополнительно: MEDIO STYM DIGITAL MINI – 2-х канальный аппарат для стимулирования мышц. 1700216



**MEDIO TENS DIGITAL – новая генерация программируемых аппаратов «TENS» с кнопочной клавиатурой и ЖК дисплеем. 1700214**

- Базовая комплектация: провод M.TENS DIGITAL (2 шт.), аккумулятор 9 В, самоклеющиеся электроды 40x40 мм (4 шт.), резиновые электроды 45x50 мм (4 шт.), резиновый крепящий ремень 1 м (2 шт.), гель 85 г
- Вид тока: асимметричный треугольный 2-х фазовый
- Мощность: 0 – 80 мА, регулируемая
- Рабочий режим: N - нормальный, M, S1, S2 - регулируемый, В - импульсный
- Частота: 1 -150 Гц, шаг – 1 Гц
- Фаза пульса: 30 - 260 мс, шаг – 10 мс
- Габариты: 100x60x21 мм, серый цвет



**MEDIO TENS DIGITAL MINI – новая генерация программируемых аппаратов «TENS» с кнопочной клавиатурой и ЖК дисплеем. Для домашнего использования. 1700210**

- Базовая комплектация: провод M.TENS DIGITAL (2 шт.), аккумулятор 9 В, самоклеющиеся электроды 40x40 мм (4 шт.)
- Вид тока: асимметричный треугольный 2-х фазовый
- Мощность: 0 – 80 мА, регулируемая
- Рабочий режим: N - нормальный, M, S1, S2 - регулируемый, В - импульсный
- Частота: 1 -150 Гц, шаг – 1 Гц
- Фаза пульса: 30 - 260 мс, шаг – 10 мс
- Габариты: 60x95x30 мм, серый цвет



**MEDIO TENS OBSTETRIC – более простой вариант аппарата «MEDIO TENS», с отдельным переключателем режимов. Используется, в основном, для устранения боли при родах. 1700215**

- Базовая комплектация: провод M.TENS DIGITAL (2 шт.), аккумулятор 9 В, самоклеющиеся электроды 40x40 мм (4 шт.), резиновые электроды 45x50 мм (4 шт.), резиновый крепящий ремень 1 м (2 шт.), гель 85 г
- Вид тока: асимметричный треугольный 2-х фазовый
- Мощность: 0 – 80 мА, регулируемая
- Рабочий режим: N - нормальный, В - импульсный
- Частота: 1 -150 Гц
- Фаза пульса: 30 - 260 мс
- Габариты: 95x65x23,5 мм, серый цвет



**Принадлежности:**

- PC - 1503203 провод M.TENS DIGITAL
- TE1 - 1501208 Резиновый электрод 45x50 мм
- TE2 - 1501209 Резиновый электрод 50x70 мм
- - 1501404 Самоклеющийся электрод 45x50 мм
- - 1502111 Губка 45x50 мм
- SE - 1501701 Самоклеющийся электрод CM 40x40 (другие размеры)
- GEL - 1505112 Гель 85 г
- BOX - Чемодан
- FRS - Резиновый крепящий ремень 1 м

**МЕД СОЮЗ**

